

FÜRDŐTŐZEG

Használat:

A hőterápia hagyományos évek óta bevált hatásai enyhítik az akut fájdalmat és regenerálják a mozgásszervi rendszert.

A fürdőőzeget egyszeri fürdő -adalékként használjuk 37–38 ° C fokos fürdővízbe.

Ez a regeneráló fürdő kellemes meleget biztosít, és jótékony hatással van a testre és a lélekre. A hatóanyagok és ásványi anyagok ellazítják az izmokat és a szöveteket, serkentik a szervezet természetes ciklusát és ezáltal támogatják a regenerációt és a gyógyulást. A fürdő alkalmas az osteoarthritis kezelésére, elősegíti a szövetek vérkeringését, ellazítja az izomgörcsöket, javítja az általános állapotot és hatékony a stressz ellen.

Hőfizikai hatás:

A hőterápia pozitív hatásai, különösen a természetes őzeg felhasználásával kapcsolatban, évszázadok óta ismertek. A szerves és ásványi anyagok képesek hosszú ideig tárolni a hőt, és kellemes módon újra felszabadítani. A víz hőteljesítményéhez képest a őzeg termikus tulajdonsága 5,15 -szőr nagyobb.

Biokémiai hatás:

A őzeg magába foglalja a humifikációs folyamat termékeit is (huminsavak), amelyek közvetlen alkalmazásakor a peloid komplex hatásának részévé válnak.

Besorolás: I. osztályú orvosi segédeszköz, nem steril, mérési funkció nélkül

Ajánlott felhasználás:

Az alkalmazása az alábbi kezelések kiegészítéseként ajánlott: reumás és traumás eredetű szubakut és krónikus állapotok, osteoarthritis, izom -összehúzódások, túlsúly, narancsbőr, ízületi és gerincfájdalmak kezelésében, a helyi véráramlás növelésére

Ellenjavallatok:

Ne használja a terméket az alábbi esetekben, ill. csak orvosi konzultációt követően: akut húgyúti gyulladás, terhesség (a gerinc mentén történő alkalmazással), dekompensált szívbetegségek és súlyos keringési rendellenességek, láz, súlyosabb gyulladásos és egyéb akut bőrbetegségek, nyílt bőrsérülések, vérzés, túlérzékenység hő, duzzanatok és allergia a huminsavakra.

Alkalmazási utasítások:

Adjon hozzá legalább 1 liter őzegkeveréket (fürdőőzeg) 37 - 38 ° C fokos meleg vízhez (130 - 150 liter), és alaposan keverje össze. Ha lehetséges, célszerű ásványvizet használni a fürdéshez. A paciens ezután az előkészített fürdőben fekszik, és hagyja, hogy a fürdő hasson.

Hacsak az orvos másként nem rendel, az alkalmazási idő 37 ° C -on 20 perc (minimum 15 perc). A fürdés során figyelni kell a fürdő hőmérsékletét, amely nem csökkenhet 37 ° C alá.

Alkalmazás után tanácsos lezuhanyozni a pacienst és száraz pakolást biztosítani, 20-30 percig az ágyon pihenni.

Biztonsági utasítások:

- A termék alkalmazása során tilos enni, inni, dohányozni és be kell tartani az alapvető higiéniai előírásokat. Használat után meg kell mosni a kezét és a test más részeit, amelyek érintkezésbe kerültek a őzegkeverékkel és be kell kenni regeneráló krémmel.

- A termék gyermek elől elzárva tartandó!

- **Elsősegély:** őzegkeverék szembe kerülése esetén öblítse ki tiszta vízzel. Ha lenyeljük a őzeget, igyunk meg fél liter langyos vizet és hánytassuk magunkat. Forduljon orvoshoz, ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyike is fennáll.

Figyelmeztetés:

A segédeszköz okozta súlyos baleset esetén az eseményt jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a paciens lakik.

Tárolás és tartósság:

A terméket 5 - 25 ° C hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve tárolja.

Felhasználhatósági idő / lejáratú idő a gyártástól számított 1 év (feltüntetve a csomagoláson / dobozon). A terméket a csomagolás felbontása után azonnal használja fel.

Ártalmatlanítás:

A fürdőőzegeből származó őzeg nem szennyezi a talajvizet és hulladékba dobható, vagy komposztként, illetve virágföldként használható a felesleges víz eltávolítása után. A vízzel történő kiöblítés után a csomagolást a szelektált hulladékba helyezheti.

A fel nem használt terméket (lejáratú után) vegyes kommunális hulladékkal vagy szelektált hulladékként kell ártalmatlanítani, a helyi előírásoknak megfelelően. A csomagolásból való kiöntés után a őzeg komposztként vagy virágföldként használható.

Összetétel: természetes őzeg, PE fólia

A termék további változatai:

Fürdőőzeg, 1 l

Fürdőőzeg, 3 l

