

JEDNORAZOVÝ RAŠELINOVÝ ZÁBAL

Použitie:

Tradičné a rokmi preverené účinky tepelnej terapie slúži k účinnému zmierneniu príznakov pri bolestiach chrbta a pohybového aparátu, artróze či reumy. Jednorazový zábal z kvalitnej prírodnej rašeliny poskytuje príjemné teplo a vďaka netkanej textílii prepúšťa účinné látky na pokožku.

Používa sa jednorazovo, k lokálnej tepelnej terapii, spoločne s predhriatym opakovane použiteľným rašelinovým nosičom tepla. Používajte iba vyškolenými odborníkmi (napr. fyzioterapeut).

Termofyzikálny účinok:

Positívne účinky tepelnej terapie, najmä v súvislosti s použitím prírodnej rašeliny, sú známe už po stáročia. Organické a minerálne látky majú schopnosť dlhodobo uchovávať teplo a znovu ho príjemným spôsobom uvoľňovať. V porovnaní s tepelnou kapacitou vody má rašelina 5,15x dlhšiu tepelnú zotrvačnosť.

Biochemický účinok:

Súčasťou rašeliny sú tiež produkty humifikačného procesu (humínové kyseliny), ktoré sa pri priamej aplikácii stávajú súčasťou komplexného pôsobenia peloidu.

Klasifikácia: zdravotnícka pomôcka triedy I, nesterilná, bez meracie funkcie

Odporúčané použitie:

Tepelná aplikácia jednorazového rašelinového zábalu sa doporučuje ako podporný prostriedok pri liečbe: subakútnych a chronických stavoch reumatického a traumatického pôvodu, artrózach, svalových kontraktúrach, obezite, celulitíde, bolesti kĺbov a chrbtice, pre zvýšenie lokálneho prekrvenia.

Kontraindikácie:

V nižšie uvedených prípadoch výrobok nepoužívajte, popr. len po konzultácii s lekárom: akútne zápalové ochorenia, tehotenstvo (s aplikáciou pozdĺž chrbtice), dekompenzované kardiolo-gické ochorenia a ťažké obehové poruchy, horúčkavité stavy, ťažšie zápalové a iné akútne ochorenia kože, otvorené poranenia kože, krvácanie, precitlivosť na teplo, alebo na látky obsiahnuté v produkte, opuchy a alergie na humínové kyseliny.

Návod na aplikáciu:

Nezahriaty rašelinový zábal o izbovej teplote sa prikladá vždy priepustnou stranou (netkaná textília) na ošetrované miesto na tele pacienta. Na nepriepustnú stranu zábalu (PE fólia) je priložený rašelinový nosič tepla ohriaty na 55 - 65 °C, ktorý rašelinový zábal postupne prehrieva. Postupne rastúca teplota je veľmi dobre tolerovaná a zabraňuje tepelnému šoku. Požadovaná teplota zábalu je následne udržaná po celú dobu aplikácie.

Ak lekár neodporúča inak, je doba trvania procedúry 20 - 25 minút.

Po ukončení procedúry postačí pacienta utrieť mokrú utierkou. Rašelinový zábal je plne hygienický, pretože sa používa jednorazovo, po pacienta sa absorbuje do zábalu. Jeden rašelinový zábal sa doporučuje aplikovať 1x denne.

Bezpečnostné pokyny:

- Pri práci s výrobkom sa zakazuje jesť, piť a fajčiť a je nutné dodržiavať základné hygienické predpisy. Po práci je potrebné si umyť ruky a ďalšie časti tela, ktoré prišli do styku s priepustnou vrstvou výrobku, a ošetriť ich regeneračným krémom.
- Rašelinový nosič tepla ohrievajte podľa návodu na použitie, v špeciálnych ohrievačoch, ktoré sú na tento účel určené.
- Pred aplikáciou predhriateho rašelinového nosiča tepla starostlivo skontrolujte jeho teplotu. Zaisťte, aby rašelinový nosič tepla neprišiel do styku s pokožkou pacienta, ale aby bol umiestnený presne na rašelinový zábal.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí!
- Prvá pomoc: V prípade vniknutia rašelinovej zmesi do očí ich umyte prúdom čistej vody. V prípade požitia rašelinovej zmesi vypite ½ litra vlažnej vody a vyvolajte zvracanie. V prípade akýchkoľvek nasledujúcich zdravotných problémov vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Upozornenie:

V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mala byť táto udalosť ohlásená výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

Skladovanie a trvanlivosť:

Nerobalené výrobky skladujte v uzavretom/zatavenom skupinovom balení (PE vrecku), v priestoroch bez priameho slnečného svetla pri teplote 5 - 25 °C. Použitelnosť/exspirácia je 1 rok od dátumu výroby (uvedený na obale/kartóne).

Po otvorení skupinového balenia skladujte výrobky na chladnom a suchom mieste, chráňte ich pred mrazom a spotrebujte výrobky do 5 dní. Skupinové balenie zabezpečte proti vysychaniu nespotrebovaných výrobkov.

Likvidácia:

Použitý alebo nespotrebovaný výrobok (po exspirácii) sa likviduje odovzdaním do zmesového komunálneho odpadu, prípadne ako triedený odpad, podľa miestne platných predpisov. Použitú rašelinu možno po vysypaní z obalu použiť na kompost alebo ako zeminu pre kvetiny.

Zloženie: prírodná rašelina, LDPE fólie, netkaná textília z PP (vlies)

Variety produktu:

Jednorazový rašelinový zábal, 15 x 40 cm

Jednorazový rašelinový zábal, 30 x 40 cm

Jednorazový rašelinový zábal, 60 x 40 cm

Jednorazový rašelinový zábal, krčný

