

NYAKI TŐZEGPÁRNA

- I. osztályú orvosi segédeszköz

A nyaki tőzegpárna természetes tőzeggel töltve, 100%-os pamut huzattal. Felmelegítés után akár 3 órán keresztül kellemes fájdalmat csillapító meleget /hideget biztosít. Kérjük kövesse a felhasználói útmutatót. A termék így sokáig segítségére lesz.

A termék összetétele: 100% természetes tőzeg, PVC fólia (kód 3), pamutzövet huzat (100% pamut, TEX, kód 60)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Az első használat előtt vegye ki a terméket a műanyag zacskóból (PA / PE).

Alkalmazás melegítésre: Melegítés előtt vegye ki a terméket a kartonból és a pamut huzatból! A kívánt hőmérsékletre (50 - 60 ° C) történő felmelegítés után javasoljuk, hogy tapintással ellenőrizze a hőmérsékletet és helyezze vissza a terméket a pamut huzatba. Az alábbiakban felsoroljuk a megfelelő felmelegítési módszereket.

A FELMELEGÍTÉS SORÁN NE HAGYJA A TERMÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL!

Melegítés mikrohullámú sütőben: Hajtsa le a termék szélő részét és tegye a forgó üvegtányérra úgy, hogy a termék ne érjen a sütő falához. 600 wattos teljesítménynél melegítse maximum 3 percig. Ha a termék térfogata növekedni kezd, azonnal hagyja abba a melegítést és ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült -e meg. Ebben az esetben a terméket nem szabad tovább melegíteni! A termék újra melegítése csak a teljes kihűlés után lehetséges. Gyakoribb melegítéshez 10 másodperces időközönként melegítse, amíg el nem éri az ideális hőmérsékletet (legfeljebb 2 percig).

Melegítés gáz-, forrólevegős és elektromos sütőben: Hajtsa le a termék szélő részét és helyezze porcelántányérra úgy, hogy a termék ne érjen a sütő falához. Legfeljebb 10 percig melegítsük 150 ° C -on. Ha a termék térfogata növekedni kezd, azonnal hagyja abba a melegítést és ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült -e meg. Ebben az esetben a terméket nem szabad tovább melegíteni!

Melegítés vízben (használon hőmérséklet -szabályozó fűtőtestet): Helyezze a terméket a hideg vízzel teli edénybe. Melegítse fel a vizet kb. 80 ° C -ra. Ezután kapcsolja ki a melegítést és hagyja, hogy a párna további 5-10 percig melegedjen a vízben. Ezután távolítsa el a terméket és szárítsa meg. A víz nem lehet forrásban! A termék végleges károsodását okozhatja!

Alkalmazás hűtésre: Vegye ki a terméket a dobozból és a pamut huzatból majd tegye a hűtőszekrénybe. Hűtse körülbelül 2 órán keresztül. Hűtés közben nem szükséges ellenőrizni a terméket. **Ne tegye a terméket a fagyasztóba!**

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁS:

A nem kicsomagolt termék 5 - 25 ° C hőmérsékleten tárolható. A kicsomagolt terméket hűvös és sötét helyen tárolja, hőmérséklet -ingadozás nélkül (ideális esetben 8 - 15 ° C). Hosszú távú tároláskor használat nélkül ajánlatos a terméket hűtőszekrénybe tenni.

Ez csökkenti a termék kiszáradását (a PVC csomagolás természetes jelensége). A termék a szokásos kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Éles, hegyes vagy forró tárgyakkal való érintkezés, illetve a túlmelegedés károsíthatja a terméket, amelyre a garancia nem vonatkozik. A termék laboratóriumban tesztelt. Bőrrel érintkezve nem ismertek a mellékhatások. Ha a tőzegkeverék a szembe kerül, alaposan öblítse ki hideg vízzel. Allergia vagy a felhasznált anyagokkal szembeni túlérzékenység esetén használat előtt konzultáljon orvosával.

HASZNÁLATA ALKALMAS:

Alkalmazás melegítésre: pl. izom-, ízületi- és gerincfájdalom vagy -merevség esetén, nem gyulladáson eredetű fájdalom, menstruációs fájdalom, szubakut és krónikus, reumás eredetű állapotok esetén, vagy csak felmelegítésre. **Figyelem! Ne használja gyulladáson eredetű fájdalomra, keringési rendszer rendellenessége esetében, és láznál!**

Alkalmazás hűtésre: pl. véraláfutások, fejfájás (migrén), fogfájás, rovarcsípés, orrvérzés, izom- és ízületi gyulladás, duzzanatok esetében.