

RAŠELINOVÝ LEDVINOVÝ POLŠTÁŘEK

– zdravotnický prostředek třídy I

Ledvinový polštářek plněný přírodní rašelinou s potahem ze 100% bavlny. Po nahřátí / ochlazení Vám poskytne až 3 hodiny příjemného tepla/chladu zmírňujícího bolest. Prosíme, abyste dodržovali pokyny v návodu k použití. Výrobek Vám tak bude po dlouhou dobu příjemným pomocníkem.

Složení výrobku: přírodní rašelina 100%, fólie z PVC (kód 3), potah z bavlněné tkaniny (100% bavlna, TEX, kód 60)

Složení obalu výrobku: karton z vlnité lepenky (PAP, kód 20), PA/PE

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před prvním použitím výrobek vyjměte z plastového sáčku (PA/PE).

Tepelná aplikace: Před vlastním ohřevem výrobek vyjměte z kartonu a bavlněného potahu! Po nahřátí na požadovanou teplotu (50 – 60 oC), doporučujeme teplotu vyzkoušet pohmatem, vložte výrobek zpět do bavlněného potahu. Vhodné způsoby ohřevu jsou uvedeny níže.

NENECHÁVEJTE VÝROBEK PŘI OHŘEVU BEZ DOZORU!

Ohřev v mikrovlnné troubě: Přehněte krajní části výrobku dolu a položte ho na otočný skleně-ný talíř tak, aby se výrobek nedotýkal stěn trouby. Při výkonu 600 wattů ohřívejte maximálně 3 minuty. V případě, že výrobek začne zvětšovat svůj objem, ohřívání ihned přerušete a zkontroluj-t e, jestli nedošlo k poškození obalu. V takovém případě se výrobek nesmí dále nahřívat! Opětovné ohřátí výrobku je možné až po jeho úplném vychladnutí. Pro potřebu častějšího ohřevu provádějte nahřívání v 10 vteřinových intervalech tak dlouho, dokud nedocílíte ideální teploty (ne však déle jak 2 minuty dohromady).

Ohřev v plynové, horkovzdušné a elektrické troubě: Přehněte krajní části výrobku dolu a položte ho na porcelánový talíř tak, aby se výrobek nedotýkal stěn trouby. Ohřívejte maximálně 10 minut při 150 °C. V případě, že výrobek začne zvětšovat svůj objem, ohřívání ihned přerušete a zkontrolujte, jestli nedošlo k poškození obalu. V takovém případě se výrobek nesmí dále nahřívat!

Ohřev ve vodní lázni (použijte ohřevový přístroj s kontrolou teploty): Výrobek vložte do nádoby se studenou vodou. Vodu ohřejte na cca 80 °C, následně vypněte ohřev a polštářek nechte dalších 5 - 10 minut ve vodní lázni ještě prohřát. Poté výrobek vyjměte a osušte. Voda nesmí vařit! Může dojít k nenávratnému poškození výrobku!

Chladová aplikace: Výrobek vyjměte z kartonu a bavlněného potahu a vložte do chladničky. C hladíme po dobu cca 2 hodin. Při chlazení není třeba výrobek kontrolovat. **Nevkládejte výrobek do mrazících zařízení!**

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:

Nerozbalený výrobek lze skladovat při teplotách 5 – 25 oC. Rozbalený výrobek skladujte v chladnějším a temném prostoru bez teplotních výkyvů (ideální 8 – 15 °C). Při dlouhodobějším skladování bez používání je vhodné výrobek umístit do chladničky. Zmírní se tím vysychání obsahu výrobku (přirozený jev PVC obalu). Výrobek může být odstraněn s běžným komunálním odpadem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při styku s ostrými, špičatými či horkými předměty nebo při přehřátí výrobku dochází k jeho poškození, na které se nevztahuje záruka. Výrobek je laboratorně testován. Při styku s pokožkou nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Při vniknutí rašelinové směsi do oka důkladně propláchněte studenou vodou. V případě alergií nebo přecitlivělosti pokožky na použité materiá-l y se před použitím poraďte se svým lékařem.

VHODNOST POUŽITÍ:

Tepelná aplikace: např. při bolestech či ztuhnutí svalů, kloubů a páteře, při bolestech neznánlivého původu, při menstruačních bolestech, při subakutních a chronických stavech revmatického původu, či pouze k zahřátí. **Pozor nepoužívejte při bolestech zánětlivého původu, při poruchách oběhového systému, při horečnatých stavech!**

Chladová aplikace: např. při pohmožděninách, naraženinách, při bolestech hlavy (migréně), při bolesti zubů, píchnutí hmyzem, krvácení z nosu, při zánětech svalů a kloubů, otocích, pohmožděninách.