

TŐZEG HŐHORDOZÓK

Használat és hatás:

A hőterápia hagyományos és évek óta ismert hatásai hatékonyan enyhítik a hát- és mozgásszervi fájdalmat, az osteoarthritis illetve a reuma tüneteit. A minőségi természetes tőzegből készült hőhordozó hosszú ideig képes hőt tárolni és kellemes módon újra felszabadítani. A termék képlékeny, ennek köszönhetően könnyen alkalmazkodik a testfelület alakjához.

Ismételten használható helyi hőterápiára, hőhordozóként az egyszer használatos tőzegpakoláshoz. Önmagában is használható a kliens felmelegítésére masszázssal, illetve a kezelés előtt. Csak képzett szakemberek felügyeletében használja (pl. fizioterapeuta).

Besorolás: I. osztályú orvosi eszköz, nem steril, mérési funkció nélkül

Ajánlott felhasználás:

A hőkezelés az alábbi kezelések kiegészítésként ajánlott: reumás és traumás eredetű szubakut és krónikus állapotok, osteoarthritis, izomösszehúzódások, túlsúly, narancsbőr, ízületi és gerincfájdalmak kezelése, a helyi véráramlás növelésére.

Ellenjavallatok:

Az alábbi esetekben ne használja a terméket, ill. csak az orvossal folytatott konzultációt követően: akut húgyúti gyulladás, terhesség (a gerinc mentén történő alkalmazással), dekompenzált szívbetegségek és súlyos keringési rendellenességek, láz, súlyosabb gyulladásos és egyéb akut bőrbetegségek, nyílt bőrsérülések, vérzés, túlérzékenység hő hatására vagy a termékben lévő anyagokra, duzzanatok és a huminsavakkal szembeni allergia.

Alkalmazási utasítások:

A tőzeg hőhordozót vízfürdőben, speciális melegítő berendezésekben melegítik, amelyeket erre a célra terveztek. Melegítéskor kövesse a melegítő berendezés gyártójának utasításait, győződjön meg arról, hogy a hőhordozó teljesen elmerült. Javasoljuk, hogy a tőzeg hőhordozóját 50 - 65 ° C hőmérsékletre melegítse fel, ami 25 - 50 percet is igénybe vehet.

Alkalmazás előtt gondosan ellenőrizze az előmelegített tőzeghőhordozó hőmérsékletét. A felmelegített tőzeghőhordozót helyezze az egyszer használatos tőzegpakolásra vagy kendőn keresztül visszük fel a páciens érintett területeire.

Hacsak az orvos másképp nem javasolja, az alkalmazás időtartama 20-25 perc.

Használat után a tőzeg hőhordozót leöblítjük, törölkendővel megszáritjuk és újra meleg vízfürdőbe helyezük legalább 5-7 percre. Az újra melegítés után készen áll a további használatra.

Fontos figyelmeztetés:

- Ne melegítse a terméket forrólevegős sütőben, mikrohullámú sütőben vagy grillen! Ne tegye fagyasztozóba! Ne főzze!
 - A hőhordozó felülete mosható és +70 ° C -ig ellenálló. Ne használjon alkoholos fertőtlenítőszerket a tisztításhoz!
 - Ne tegye ki a terméket 70 ° C -nál magasabb hőmérsékletnek, még rövid időre sem!
 - Védje a hőhordozót a külső mechanikai sérülésektől.
- Sérülés esetén ne melegítse tovább a terméket, ne használja!
- Használat után szárítsa meg a hőhordozót, ne tárolja nedves állapotban.



Vigyzat! Óvatosan bánjon a termékkel, amikor eltávolítja a vízfürdőből és használja. A tőzeg hőhordozót mindig fogja meg a nyak kivágása nélküli oldalon. Ellenkező esetben a hordozó javíthatatlanul megsérülhet!

Biztonsági utasítások:

- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne vigye fel a felmelegített hőhordozót közvetlenül a bőrre.
- A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni és be kell tartani az alapvető higiéniai előírásokat.
- A termék gyermekektől elzárva tartandó!
- **Elsősegély:** Ha a tőzegkeverék szembe kerül, öblítse ki tiszta vízzel. Ha lenyeljük a tőzeget, igyunk fél liter langyos vizet és hánytassuk magunkat. Forduljon orvoshoz, ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyike is fennáll.
- A segédeszköz okozta súlyos baleset esetén ezt jelenteni kell a gyártónak és a tagállamnak illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a páciens lakik.

Tárolás és tartósság:

A terméket száraz helyen, 5 - 25 ° C hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes helyen tárolja. Az eltarthatósági idő kb. 300 ciklus (melegítés), vagy legalább 6 hónapig helyes használat esetén garantált ezen utasítások szerint. Hosszú távú használat esetén a tőzeg fokozatosan kiszáradhat, megkeményedhet és elveszítheti termikus tulajdonságait. A PVC csomagolás is fokozatosan romlik, felszakadhat. Ne használja a terméket a lejáratási idő után (feltüntetve a csomagoláson / dobozon).

Ártalmatlanság:

A használt vagy fel nem használt terméket (lejáratási idő után) vegyes kommunális hulladékba vagy válogatott hulladékba kell dobni, a helyi előírásoknak megfelelően. A felhasznált tőzeg felhasználható komposztként vagy virágföldként, miután kiürítette a csomagolásból.

Összetétel: természetes tőzeg, PVC fólia

Termékváltozatok:

- Tőzeg hőhordozó, 15 x 40 cm
- Tőzeg hőhordozó, 30 x 40 cm
- Tőzeg hőhordozó, 60 x 40 cm
- Tőzeg hőhordozó a nyaki részre

