

RAŠELINOVÝ ĽADVINOVÝ VANKÚŠIK

- zdravotnícka pomôcka trieda I

ĽADVINOVÝ VANKÚŠIK plnený prírodnou rašelinou s potťahom zo 100% bavlny. Po nahriatí vám poskytne až 3 hodiny príjemného tepla/chladu zmierňujúceho bolesť. Prosíme, aby ste dodržiavali pokyny v návode na použitie. Výrobok vám tak bude po dlhú dobu príjemným pomocníkom.

Zloženie výrobku: prírodná rašelina 100%, fólia z PVC (kód 3), potáh z bavlnenej tkaniny (100% bavlna, TEX, kód 60)

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

Pred prvým použitím výrobok vyberte z plastového vrečka (PA/PE).

Tepelná aplikácia: Pred vlastným ohrevom výrobok vyberte z kartónu a bavlneného potáhu!

Po nahriatí na požadovanú teplotu (50 – 60 °C), odporúčame teplotu vyskúšať pohmatom, vložte výrobok späť do bavlneného potáhu. Vhodné spôsoby ohrevu sú uvedené nižšie.

NENECHÁVEJTE VÝROBOK PRI OHREVE BEZ DOZORU!

Ohrev v mikrovlnnej rúre: Prehnite okraj časti výrobku dole a položte ho na otočný sklenený tanier tak, aby sa výrobok nedotýkal stien rúry. Pri výkone 600 wattov ohrievajte maximálne 3 minúty. V prípade že výrobok začne zväčšovať svoj objem, ohrievanie ihneď prerušte a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu obalu. V takom prípade sa výrobok nesmie ďalej nahrievať! Opätovné ohriatie výrobku je možné až po jeho úplnom vychladnutí. Pre potrebu častejšieho ohrevu vykonávajte nahrievanie v 10 sekundových intervaloch tak dlho, dokiaľ nedocielite ideálnej teploty (nie však ako 2 minúty dohromady).

Ohrev v plynovej, teplovzdušnej a elektrickej rúre: Prehnite okraj časti výrobku dole a položte ho na porcelánový tanier tak, aby sa výrobok nedotýkal stien rúry. ohrievajte maximálne 10 minút pri 150 °C. V prípade že výrobok začne zväčšovať svoj objem, ohrievanie ihneď prerušte a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu obalu. V takom prípade sa výrobok nesmie ďalej nahrievať!

Ohrev vo vodnom kúpeli (použite Ohrevový prístroj s kontrolou teploty): Výrobok vložte do nádoby so studenou vodou. Vodu ohrejte na cca 80 °C. Následne vypnite ohrev a vankúšik nechajte ďalších 5 - 10 minút vo vodnom kúpeli ešte prehriať. Potom výrobok vyberte a osušte. Voda nesmie variť! Môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu výrobku!

Chladová aplikácia: Výrobok vyberte z kartónu a bavlneného potáhu a vložte do chladničky. Chladíme po dobu cca 2 hodiny. Pri chladení nie je potrebné výrobok kontrolovať. **Nevkladajte výrobok do mraziacich zariadení!**

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA:

Nerobalený výrobok možno skladovať pri teplotách 5 – 25 °C. Rozbalený výrobok skladujte v chladnejšom a temnom priestore bez teplotných výkyvov (ideálne 8 – 15 °C). Pri dlhodobejšom skladovaní bez používania je vhodné výrobok umiestniť do chladničky.

Zmierni sa tým vysychanie obsahu výrobku (prírodný jav PVC obalu). Výrobok môže byť odstránený s bežným komunálnym odpadom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pri styku s ostrými, špicatými či horúcimi predmetmi alebo pri prehriatí výrobku dochádza k jeho poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Výrobok je laboratórne testovaný. Pri styku s pokožkou neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Pri vniknutí rašelinové zmesi do oka dôkladne prepláchnite studenou vodou. V prípade alergií alebo precitlivenosti pokožky na použité materiály sa pred použitím poraďte so svojím lekárom.

VHODNOSŤ POUŽITIA:

Tepelná aplikácia: napr. pri bolestiach či stuhnutí svalov, kĺbov a chrčtice, pri bolestiach nezápalového pôvodu, pri menštruačných bolestiach, pri subakútnych a chronických stavoch reumatického pôvodu, či iba na zahriatie. **Pozor nepoužívajte pri bolestiach zápalového pôvodu, pri poruchách obehového systému, pri horúčkovitých stavoch!**

Chladové aplikácie: napr. pri pomliaždeninách, narazeninách, pri bolestiach hlavy (migréne), pri bolestiach zubov, pichnutie hmyzom, krvácanie z nosa, pri zápaloch svalov a kĺbov, opuchoch, pomliaždeninách.