

RECIPIENT DE ÎNCĂLZIRE CU NĂMOL DE TURBĂ

- dispozitiv medical clasa I

Recipient de încălzire cu nămol de turbă cu înveliș din bumbac 100% . După încălzire vă va oferi până la 3 ore de căldură/răcoare plăcută, ameliorând durerea. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul de utilizare. Produsul va fi un ajutor de nădejdie pentru dvs pentru o perioadă lungă de timp.

Compoziția produsului: turbă naturală 100%, folie din PVC (cod 3), înveliș din țesătură de bumbac (100% bumbac, TEX, cod 60)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Înainte de prima utilizare scoateți produsul din punga de protective de plastic (PA/PE).

Aplicare la cald: Înainte de încălzire, scoateți produsul din cutia de carton și din husa de bumbac!

După încălzirea la temperatura necesară (50 - 60°C), vă recomandăm să testați temperatura prin palpare, puneți produsul înapoi în husa din bumbac. Metodele de încălzire adecvate sunt enumerate mai jos.

NU LĂSAȚI PRODUSUL NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMPUL ÎNCĂLZIRII!

Încălzirea în cuptorul cu microunde: Îndoți marginea părții produsului în jos și așezați-l pe farfuria de sticlă rotativă, astfel încât produsul să nu atingă pereții cuptorului. La 600 de wați, încălziți maxim 3 minute. Dacă produsul începe să crească în volum, opriți imediat încălzirea și verificați dacă ambalajul nu a fost deteriorat. În acest caz, produsul nu trebuie încălzit în continuare! Reîncălzirea produsului este posibilă numai după ce s-a răcit complet. Pentru încălzirea mai frecventă, încălziți la intervale de 10 secunde până când se atinge temperatura ideală (dar nu mai mult de 2 minute în total).

Încălzirea în cuptorul cu gaz, sau aer cald: Îndoți marginea părții produsului în jos și așezați-l pe o placă/farfurie de porțelan, astfel încât produsul să nu atingă pereții cuptorului. Se încălzește maxim 10 minute la 150°C. Dacă produsul începe să crească în volum, opriți imediat încălzirea și verificați dacă ambalajul nu a fost deteriorat. În acest caz, produsul nu trebuie încălzit în continuare!

Încălzirea în baie de apă (folosiți un încălzitor special cu control al temperaturii): Puneți produsul în recipientul cu apă rece. Încălziți apa la aproximativ 80°C. Apoi opriți încălzirea și lăsați perna să se supraîncălzească încă 5 - 10 minute în baia de apă. Apoi scoateți produsul și uscați-l. Apa nu trebuie să fiarbă! Se pot produce daune ireversibile produsului!

Aplicare la rece: Scoateți produsul din cutia de carton și din husa de bumbac și puneți-l în frigider. Se lasă la răcit aproximativ 2 ore. Nu este necesar să verificați produsul în timpul răcirii. **Nu introduceți produsul în congelator!**

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE:

Produsul nedespachetat poate fi depozitat la temperaturi de 5 - 25°C. Depozitați produsul neambalat într-un loc răcoros și întunecat, fără fluctuații de temperatură (în mod ideal 8 - 15°C). Pentru depozitarea pe termen lung fără utilizare, este recomandabil să așezați produsul în frigider.

Acest lucru va reduce riscul de uscare a conținutului produsului (un fenomen natural al ambalajului din PVC). Produsul poate fi aruncat împreună cu deșeurile municipale normale.

ATENȚIONARE IMPORTANTĂ:

Contactul cu obiectele ascuțite, sau fierbinți, sau supraîncălzirea produsului pot duce la deteriorarea acestuia, ceea ce nu este acoperit de garanție. Produsul este testat în laborator. Nu au fost raportate efecte secundare la contactul cu pielea. Dacă amestecul de turbă pătrunde în ochi, clătiți bine cu apă rece. În caz de alergii sau hipersensibilitate a pielii la materialele utilizate, consultați medicul înainte de utilizare.

BENEFICIILE UTILIZĂRII:

Aplicare la cald: de exemplu pentru durerea sau rigiditatea mușchilor, articulațiilor și coloanei vertebrale, pentru dureri de origine neinflamatoare, pentru dureri menstruale, pentru afecțiuni subacute și cronice de origine reumatică, sau numai pentru încălzire. **Nu utilizați pentru dureri de origine inflamatorie, în caz de tulburări ale sistemului circulator, sau în stări febrile!**

Aplicare la rece: de exemplu pentru echimoze, lovituri, cefalee (migrenă), durere de dinți, înțepături de insecte, sângerări nazale, inflamații ale mușchilor și articulațiilor, umflături, vânătăi.